


# DOIGT LONG A RESSAUT

NIVEAU ★★ ★

WALANT  
OCO-REGIONALE

## INTERVENTION CHIRURGICALE




Ouverture de la poulie  
à ciel ouvert ou  
sous guidage échographique



vers les videos


## ANATOMIE ET SONOANATOMIE



### Légendes



nU, nerf Ulnaire  
nM, nerf Médian  
tF, tendon fléchisseur  
AL, Anesthésique Local  
mL, muscle Lombriçal  
tM, tête du Métacarpe  
gTF, gaine du Tendon Fléchisseur  
anDP, artère et nerf digital palmaire  
..... position de la sonde

Illustrateur : Charles Boistier



Repères sono anatomiques :  
Tendon fléchisseur  
Artère Nerf digitale palmaire  
Muscles Lombriçaux  
Tête du Métacarpe

## PROCEDURE SOUS GUIDAGE ECHOGRAPHIQUE




Sonde : Linéaire haute fréquence  
Position : Pli flexion palmaire

Aiguille : 24 G x 40 mm  
Ponction : 1  
Approche : Dans le plan

Injection : Sous-cutanée  
Ne jamais injecter dans la gaine  
du tendon fléchisseur  
AL : Lidocaïne adrénalinée  
Volume : 5 ml

Massage - Délai : 30 minutes



..... position de la sonde  
zone ischémie 30 min après infiltration



Photo : Theo Baulig